

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:44

Link do produktu: <https://medipower.pl/czujnik-sp02-wielorazowego-uzytku-p-104.html>



## Czujnik SP02 Wielorazowego użytku

Dostępność

**Na zamówienie**

### Opis produktu

Czujnik SP02 wielorazowego użytku

**Pasuje do:** GE Dash 3000/4000/5000(OxiMax) Solar 8000/8000M, i9500, 451N5/851N5 Dash 3000/4000/5000 Corometrics 259(Masim), TruSignal B20/ B30/ B40

**Rodzaj złącza:** CN15

**Kabel:** 3 m

**Nie zawiera lateksu**

**Rok gwarancji**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ zakończenia:** Dla noworodków , Klips dla dorosłych , Klips dziecięcy , Miękkie dla dorosłych , Miękkie dla dzieci