
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:45

Link do produktu: <https://medipower.pl/czujnik-sp02-wielorazowego-uzytku-p-106.html>



Czujnik SP02 Wielorazowego użytku

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Czujnik SP02 wielorazowego użytku

Pasuje do: GE Ohmeda TuffSat;3775, 37xx Series, 3800, 3900,3900P, 4700 i 5250, Cardicap/5

Rodzaj złącza: CN16

Kabel: 3 m

Nie zawiera lateksu

Rok gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ zakończenia: Dla noworodków , Klips dla dorosłych , Klips dziecięcy , Miękkie dla dorosłych , Miękkie dla dzieci