
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:44

Link do produktu: <https://medipower.pl/czujnik-sp02-wielorazowego-uzytku-p-60.html>



Czujnik SP02 Wielorazowego użytku

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Czujnik SP02 wielorazowego użytku

Pasuje do: Nellcor NPB3000-3100, Symphony, NPB290,295,395

Rodzaj złącza: CN22

Kabel: 3 m

Nie zawiera lateksu

Rok gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ zakończenia: Dla noworodków , Klips dla dorosłych , Klips dziecięcy , Miękkie dla dorosłych , Miękkie dla dzieci , Multi Y