

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:44

Link do produktu: <https://medipower.pl/czujnik-sp02-wielorazowego-uzytku-p-70.html>



## Czujnik SP02 Wielorazowego użytku

Dostępność

**Na zamówienie**

---

### Opis produktu

Czujnik SP02 wielorazowego użytku

**Pasuje do:** Biolight A8, M9000, V6, Advanced PM-200M, Anyview A5, InnomedT12Plus (cyfrowy)

**Rodzaj złącza:** CN82

**Kabel:** 3 m

**Nie zawiera lateksu**

**Rok gwarancji**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ zakończenia:** Dla noworodków , Klips dla dorosłych , Klips dziecięcy , Miękkie dla dorosłych , Miękkie dla dzieci