
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:45

Link do produktu: <https://medipower.pl/jednorazowy-czujnik-temperatury-ge-ohmeda-p-304.html>

Jednorazowy czujnik temperatury GE Ohmeda



Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

T6112

Opis produktu

Jednorazowy czujnik temperatury Przełykowo-rektalny firmy GE Ohmeda

Złącze do monitora: CN410

Przeznaczenie: Dla dorosłych

Przewód: 1,5m

Pasuje do GE Giraffe, Omnibed, Panda, iRes