

Link do produktu: <https://medipower.pl/kabel-ekg-do-schiller-aspel-m4medical-bionet10iec-p-416.html>



Kabel EKG do Schiller, Aspel, M4Medical, Bionet(10/IEC)

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

K1214B

Opis produktu

Kabel EKG do urządzeń Schiller, Aspel, M4Medical, Bionet

Kompatybilny z:

Schiller: AT/3, AT/5, AT/6, AT/10, AT/60

Bionet: Cardio7, Cardiotouch3000, Cardiocare 2000, Cardiocare3000, CS6, CS12, CS100, CS200

Aspel: urządzenia kompatybilne ze złączem CN214

M4MEDICAL: Urządzenia kompatybilne ze złączem CN 214

Złącze: CN 214

Zakończenie: wtyk bananowy