
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:50

Link do produktu: <https://medipower.pl/kabel-rozlaczny-ekg-do-ge-critikon-3iec-p-356.html>



Kabel rozłączny EKG do GE Critikon (3/IEC)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

G3202DX

Opis produktu

Kabel rozłączny EKG Do monitorów GE Critikon

Kompatybilny z: GE Series 8700- Dinamap, Dinamap MPS Select, MPS Select Portable

Złącze od monitora : CN101A

Złącze do kabla przyłączeniowego: CN163