

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:46

Link do produktu: <https://medipower.pl/kabel-rozlaczny-ekg-do-ge-marquette-10iec-p-366.html>



Kabel rozłączny EKG do GE Marquette (10/IEC)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

G1212MQ

Opis produktu

Kabel rozłączny EKG Do monitorów GE Marquette

Kompatybilny z: GE Dash 2000/3000/4000, Dinamap PRO 1000, Solar 3000/8000/9500, Tram 100/200/300/400/500/600/800/ Tram AR

Złącze od monitora : CN109

Złącze do kabla przyłączeniowego: CN251