

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:45

Link do produktu: <https://medipower.pl/kabel-rozlaczny-ekg-do-philips-cn116-3iec-p-377.html>



## Kabel rozłączny EKG do Philips CN116 (3/IEC)

Dostępność

**Na zamówienie**

Numer katalogowy

**G3223AA**

### Opis produktu

#### **Kabel rozłączny EKG Do monitorów Philips**

**Kompatybilny z:** 43100A,43110A,43110M/MC, 43120A 43200A, 77000AC, 77020A/ AC/AR 77025A,77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78211A, 78330A, 78331A, 78332A,78333A, 78341A,78342A,78345A,78346A, 783517,783524,78353A,783538, 78354A, 78532A,785328,78534A/B/C 78619A, 78620A, 78660A/B,78661A/B, 78670A,78671A,M1722A/B, M1723A/B,M2400A, M2406A, M2745B,M3500B,M5500B

**Złącze od monitora :** CN116

**Złącze do kabla przyłączeniowego:** CN173