
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 13:42

Link do produktu: <https://medipower.pl/pompa-infuzyjna-objetosciowa-medrena-vp50-p-468.html>



Pompa Infuzyjna objętościowa MedRena VP50

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Pompa Infuzyjna objętościowa MedRena VP50

Główne cechy:

- Dokładność: $\pm 5\%$
- 4 Tryby pracy
- Dotykowy i kolorowy ekran o przekątnej 4,3 cala. Czcionka umożliwiająca odczytanie parametrów z 5 metrów
- 11 rodzajów stężenia leków
- 30 bibliotek leków
- Automatyczna kalibracja
- Klasa odporności IP34
- Kompaktowy rozmiar i waga
- Możliwość łączenia urządzeń w jedność
- Certyfikaty: CE, ISO13485, NMPA