

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:45

Link do produktu: <https://medipower.pl/przewod-do-cisnieniomierza-ge-marquette-cb-38-p-328.html>



## Przewód do ciśnieniomierza GE Marquette (CB 38)

Dostępność

**Na zamówienie**

---

Numer katalogowy

**H3807D**

---

### Opis produktu

Wąż do ciśnieniomierza GE

Pasuje do: GE Marquette Dinamap MPS

Dinamap Pro100/110/200/210/300/310/400

Dinamap ProCare 100/120/200/220/300/320/400

Końcówka od strony monitora: CB38

Końcówka od strony ciśnieniomierza CB07

Zastosowanie: Dorośli i dzieci