
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:45

Link do produktu: <https://medipower.pl/przewod-do-cisnieniomierza-ge-marquette-cb-38-p-329.html>



Przewód do ciśnieniomierza GE Marquette (CB 38)

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

H3842ND

Opis produktu

Wąż do ciśnieniomierza GE

Pasuje do: GE Marquette Dinamap MPS
Dinamap Pro100/110/200/210/300/310/400
Dinamap ProCare 100/120/200/220/300/320/400

Końcówka od strony monitora: CB38

Końcówka od strony ciśnieniomierza: CB42

Zastosowanie: Niemowle i noworodki