
Dane aktualne na dzień: 07-08-2026 00:51

Link do produktu: <https://medipower.pl/przewod-ibp-do-monitorow-mindray-p-497.html>



Przewód IBP do monitorów Mindray

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

B0312

Opis produktu

Przewód IBP kompatybilny z Monitorami Mindray

Pasuje do BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, MPM

Zatwierdzono zgodnie z normą IEC 60101-1, zgodność z dyrektywą MDD 93/42/EEC i AAMI/ANSI SP10

Wykonany z TPU